

学生実習用実験装置

1chマグヌス測定装置 MMS100-PC



DAS
one

アンプ、センサー、測定スタンド、パソコンで構成され、アンプ出力はUSBで直接パソコンへ入力できます。

実習用

**実習のデジタル化
高い操作機能
広がる拡張性**



デジタルアイソトニックアンプ IA-100

アイソトニック測定装置一式 MMS100I-PC

アイソトニック測定装置 MMS100I-PC

(内訳)

アイソトニックセンサー TAS-002
デジタルアイソトニックアンプ IA-100
測定スタンド一式 S-200 *1
収録ソフト
ノートパソコン

*1 測定スタンド一式 S200

(内訳)
ラージVベース
ステンレスロッド
ラックワークボスヘッド
マグナス管
オープンサイドボスヘッド

アイソトニックセンサー



TAS-002

アイソメトリックセンサー IM-20BS IM-10BS IM-5BS



IM-5BS (高感度) 最大 5g
IM-10BS " 10g
IM-20BS (標準) " 20g



スターメディカル 株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-14-12 太陽ビル5F Tel (03)5604-1641 Fax (03)5604-1645
E-mail : starmedical@starmedical.co.jp http://www.starmedical.co.jp

アイソメトリック測定装置 MMS100M-PC

活性薬濃度、拮抗薬濃度、反応レベル、カーブフィッティング（曲線関数）を設定し、目的の指標をコンピューターでデータ処理します。最大16チャンネルで指標の計算ができます。



アイソメトリック測定装置 MMS100I-PC 一式	アイソメトリック測定装置 MMS10AI-PC 一式
(内訳)	
デジタルアイソメトリックアンプ IA-100	アイソメトリックアンプ IT-201 17mA
	電源ユニット PAS-101
収録ソフト(簡易版)	A/Dカード・収録ソフト(簡易版)
ノートパソコン(USB入力ケーブル)	ノートパソコン(A/Dカード、A/D入力ケーブル)
アイソメトリックセンサー TAS-002	
測定スタンド一式 S2000	
アイソメトリック測定装置 MMS100M-PC 一式	
(内訳)	
アイソメトリックセンサー IM-20BS	
圧力アンプ PA-100 22mA	
電源ユニット PAS-101	
測定スタンド S2000	
A/Dボード・収録ソフト(簡易版)	
ノートパソコン(A/Dカード、A/D入力ケーブル) 0.7A	



1ch観血血圧測定装置 BPM100-PC

観血血圧を測定するシステムです。アンプは高安定・低ノイズです。

血圧の波形出力電圧をパソコンに入力し、ハートレート、systolic、diastolic、Meanの波形を計算し、パソコン上に波形とそれぞれの計算値をリアルタイム出力します。




観血血圧測定装置 BPM100-PC 一式

(内訳)	圧力アンプ PA-100 22mA
	電源ユニット PAS-101
	圧カトランスジューサ(中継ケーブル付)
	血圧測定スタンド S3000 ^{*1}
	A/Dカード&収録ソフト(簡易型)
	ノートパソコン(A/Dカード、A/D入力ケーブル)



ラット用カニキュレ S5201C ^{*2}
アダプター1本 カニキュレ20本
ポリチューブ内径
0.8mmφ×10cm
0.5mmφ×5cm
0.28 (0.2) mmφ×5cm



^{*1} 血圧測定スタンド S3000 一式
(内訳) ラージV ベース
ステンレスロッド
クランプ
ディスプレイ用三連活栓
メイルメイルアダプター
ラット用カニキュレ S5201C ^{*2}

1ch心電(脳波・筋電)ハートレート測定装置 BAM100-PC

HiCut、時定数をセレクトして心電、脳波、筋電の測定が行えます。アンプ出力はA/Dカードを経由してパソコンへ入力を行います。

心電のR-R間隔から瞬時ハートレートを算出し表示します。



バイオアンプ
BA-011
アイソレート型

1ch心電(脳波・筋電)測定装置 BAM100-PC 一式

(内訳)	バイオアンプ BA-011 19mA
	電源ユニット PAS-101
	入力ケーブル E417
	電極 DE-06A
	A/Dカード&収録ソフト(簡易型)
	ノートパソコン 0.7A



電極 DE-06A



入力ケーブル E-417

